

広島大学病院 御中

管理番号 20190410-1

品質保証書

品名(コード) : 電子血圧計 (ES-H56)

ロット番号 : 18-0807

シリアル番号 : 5180901228 (検査日 : 2018年9月10日)

検査結果

検査項目	検査基準	判定
1. 梱包状態	表示事項、ロットNO.等の外観に異常なきこと	OK
2. 外観	本体外観、部品取り付け、組み立て状態等に異常無きこと	OK
3. 表示・起動性	全点灯後、正常に起動すること	OK
4. 圧力リミッター	299mmHg を超える圧力で急速排気を行うこと	OK
5. 漏洩	4mmHg/分以下のこと	OK
6. 急速排気	260-15mmHg への急速排気時間が9秒以下のこと	OK
7. 圧力精度	基準の圧力計に対する差異が±3mmHg 以内のこと	OK
8. 総合動作	測定動作に異常無きこと	OK

本機は都度の校正は不要です。

上記の通り機器が正常に動作することを証明いたします。

2019年 4月10日

株式会社エー・アンド・デイ 品質管理室

承認者	作成者
 2019.4.10	 2019.4.10

広島大学病院 御中

管理番号 20190410-2

品質保証書

品名(コード) : 電子血圧計 (ES-H56)

ロット番号 : 18-0807

シリアル番号 : 5180901229 (検査日 : 2018年9月10日)

検査結果


検査項目	検査基準	判定
1. 梱包状態	表示事項、ロットNO.等の外観に異常なきこと	OK
2. 外観	本体外観、部品取り付け、組み立て状態等に異常無きこと	OK
3. 表示・起動性	全点灯後、正常に起動すること	OK
4. 圧力リミッター	299mmHg を超える圧力で急速排気を行うこと	OK
5. 漏洩	4mmHg/分以下のこと	OK
6. 急速排気	260-15mmHg への急速排気時間が9秒以下のこと	OK
7. 圧力精度	基準の圧力計に対する差異が±3mmHg 以内のこと	OK
8. 総合動作	測定動作に異常無きこと	OK

本機は都度の校正は不要です。

上記の通り機器が正常に動作することを証明いたします。

2019年 4月 10日

株式会社エー・アンド・デイ 品質管理室

承認者	作成者
 2019.4.10	 2019.4.10