

## 精度管理一覧

### 改訂履歴(第2版→第3版)

番号	改訂日 (年/月/日)	変更箇所	変更内容
1		P1 表紙	作成日を「2016年3月」から「2017年8月」へ変更。 版番号を「第2版」から「第3版」へ変更。
2		P2 総合医療研究推進センター内で管理している機器一覧	1.冷蔵庫(治験薬保管用)数量を2→3へ変更 4.温度計(冷蔵庫用)数量を2→3へ変更 7.体温計数量を10→8へ変更 9.パルスオキシメーター数量を1→2へ変更
3		P3 温度管理に関わる管理状況 2015年10月現在	<ul style="list-style-type: none"> <li>・室温 おんどとりアラームの設定温度を「高温:30.1℃以上」から「高温:25.1℃以上」へ変更(変更日時:2017/6/15 12:00)。</li> <li>・冷蔵庫 薬用冷蔵ショーケース MPR-1014-PJ(Panasonic)を追加。</li> <li>・検体保管 検査部冷凍庫/-20℃検体の庫内アラーム設定温度を追記。</li> </ul>
4		P4 精度管理機器一覧 2015年10月現在	<ul style="list-style-type: none"> <li>・冷蔵庫 薬用冷蔵ショーケース MPR-1014-PJ を追加。</li> <li>・おんどとり(温度計)を新しいものに取り替えたことに伴い、【温度計(室温)、温度計(冷蔵)、温度計(冷凍)、温度計(保温庫)、温度計(冷凍・検査部)】の製造番号、設置日、校正書発行日、校正書検査実施日を変更。温度配信開始日を追加。 製造番号:改訂履歴番号6~14に記載。 設置日:2017年2月27日(rtK,rtK2以外) 2017年2月28日(rtK) 2017年3月2日(rtK2) 2017年7月(cIC)</li> <li>校正書発行日:2017年1月30日(cIC以外) 2017年6月1日(cIC)</li> </ul>

精度管理一覧

第3版、2017年8月1日

			<p>校正書検査実施日：  2017年1月23日(rmL、rtK、rtK2、20C、reiT)  2017年1月24日(rmU)  2017年1月26日(clA、clB)  2017年5月31日(clC)  温度配信開始日：2017年7月11日(clC以外)  2017年8月4日(clC)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・身長体重計の校正書発行日/検査実施日を追記、製造番号を訂正。</li> <li>・体温計を C205→C215 へ変更。</li> <li>・テルモ電子血圧計 R800 の耐用年数を 4.5年→3年(自己認証)へ訂正。</li> <li>・パルスオキシメーターPumoRi7165 を追加。</li> </ul>
5.		P5 冷蔵庫(治験薬保管用)	冷蔵庫 MPR-1014-PJ(Panasonic)を追加。
6		P6 温度計(室温 rmL)	<p>おんどとり(温度計)を新しいものに取り替えたことに伴い、名称の製造番号、温度配信名称、アラーム温度を変更。</p> <p>製造番号：52BC25D6  温度配信名称：rmL2017  アラーム温度：高温 25.1℃以上</p>
7		P6 温度計(室温 rmU)	<p>おんどとり(温度計)を新しいものに取り替えたことに伴い、名称の製造番号、温度配信名称を変更。</p> <p>製造番号：52BC2580</p>
8		P6 温度計(冷蔵庫 Cool-a)	<p>上記同様</p> <p>製造番号：52B80E71  温度配信名称：clA2017</p>
9		P7 温度計(冷蔵庫 Cool-b)	<p>上記同様</p> <p>製造番号：52B80E70  温度配信名称：clB2017</p>
10		P7 温度計(冷蔵庫 Cool-c)	<p>温度計(冷蔵庫 C)を追加</p> <p>製造番号：52B8273B  温度配信名称：clC2017  ※温度配信開始日：2017/8/4</p>
11		P7 温度計(デープフリーザー/治験薬保)	上記同様

		管用)	製造番号：52C2123F 温度配信名称：rtK2017
12		P7 温度計(デープリーザー/検体保管用)	上記同様 製造番号：52C20D29 温度配信名称：rtK22017
13		P8 温度計(保温庫)	上記同様 製造番号：52BC25D8 温度配信名称：20C2017
14		P8 検査部温度計(冷凍庫/検体保管用)	上記同様 製造番号：52C20DA8 温度配信名称：reiT2017
15		P8 身長計(AD-6228AP)	定期点検と記録の保存： 実施していない→実施しているへ変更
16		P8、9 体重計 (AD-6228AP/AD-6121A/WB-260A)	定期点検と記録の保存： 次回の法令点検日を2017年11月へ変更。
17		P9 体温計	体温計 テルモ電子体温計 C215 追加。
18		P10 パルスオキシメーター	パルスオキシメーターPumoRi7165 追加。