

品質保証書

品名(コード) : 電子血圧計 (E S - H 5 6)

ロット番号 : 2 3 - 0 6 0 5

シリアル番号 : 5230604566 (検査日 : 2023 年 7 月 7 日)

検査結果



検査項目	検査基準	判定
1. 梱包状態	表示事項、ロット NO.等の外観に異常なきこと	OK
2. 外観	本体外観、部品取り付け、組み立て状態等に異常無きこと	OK
3. 表示・起動性	全点灯後、正常に起動すること	OK
4. 圧力リミッター	299mmHg を超える圧力で急速排気を行うこと	OK
5. 漏洩	4mmHg/分以下のこと	OK
6. 急速排気	260-15mmHg への急速排気時間が 9 秒以下のこと	OK
7. 圧力精度	基準の圧力計に対しての差異が±3mmHg 以内のこと	OK
8. 総合動作	測定動作に異常無きこと	OK

本機は都度の校正は不要です。

上記の通り機器が正常に動作することを証明いたします。

2024 年 4 月 16 日

株式会社エー・アンド・デイ 品質管理室

承認者	作成者
	

品質保証書

品名(コード) : 電子血圧計 (ES-H56)

ロット番号 : 23-0605

シリアル番号 : 5230604567 (検査日: 2023年7月7日)

検査結果

検査項目	検査基準	判定
1. 梱包状態	表示事項、ロットNO.等の外観に異常なきこと	OK
2. 外観	本体外観、部品取り付け、組み立て状態等に異常無きこと	OK
3. 表示・起動性	全点灯後、正常に起動すること	OK
4. 圧力リミッター	299mmHg を超える圧力で急速排気を行うこと	OK
5. 漏洩	4mmHg/分以下のこと	OK
6. 急速排気	260-15mmHg への急速排気時間が9秒以下のこと	OK
7. 圧力精度	基準の圧力計に対しての差異が±3mmHg 以内のこと	OK
8. 総合動作	測定動作に異常無きこと	OK

本機は都度の校正は不要です。

上記の通り機器が正常に動作することを証明いたします。

2024年 4月 16日

株式会社エー・アンド・デイ 品質管理室

承認者	作成者
