

保守点検実施記録書

広島大学病院
令和6年6月21日

実施年月日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	藤岡 知加子

区分	購入	部門	放射線診断 CT	使用室名	CT室2		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無		有	
医療機器名	Revolution CT						
製造業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
販売業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
保守点検連絡先 及び担当者名	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
	広島市安佐南区西原6-4-23				082-875-7800		
型式・名称	Revolution CT		製造・番号	442785CN2			
	全身用 X 線 CT 診断装置						
定格	最大電圧と電流：140kV/750mA						
	最大電圧と電流：740mA/120kV						
使用開始年月日	平成27年12月7日			設置後経過年数	8	年	
直近の修理・ 点検状況	特記事項なし。						
保守点検実施 年月日	令和6年6月21日 17時0分 から				点検修理種別		
	令和6年6月21日 22時0分 まで				定期点検		
保守点検実施者名	GEヘルスケア・ジャパン 土本 立会者 藤岡 知加子 合計 1人						
保守点検結果 及び概要	点検に問題なし。詳細別紙。 ソフトウェアのバージョンアップも同時に行った。						
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）	点検後動作確認後問題なし。						
安全管理担当者	藤岡 知加子			保守点検金額	0	円	

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。



顧客情報

お客様: 国立大学法人広島大学病院 様
契約番号: MS2505-20211006-042-004

装置情報

システムID: REV015 Serial No.: REVO_REV015
製品名: REV 2.2A QUANTIX 160 IB UPG
Asset tag #: -- Room Location: --

ケース

ケース番号: 10843996 ケースタイプ: Planned Maintenance

Work Order Details

WO Owner: Tsuchimoto Kenji WO Number: WO-12449166 WO Type: Field Service
Tube/Slice Count: 63315
現象: 定期点検スケジュールB
作業内容: 上記定期点検実施いたしました。
詳細は別紙「定期点検整備記録」をご参照ください。
動作確認: ファーストキャリブレーション及びテストスキャンにて正常動作確認し作業完了いたしました。

作業

Owner	タイプ	開始日時	終了日時	時間
Tsuchimoto Kenji	Planned Maintenance	2024 Jun 21 17:00	2024 Jun 21 22:00	05:00

パーツ

表示する項目がありません

作業担当者:

お客様サイン:

GEヘルスケア・ジャパン
土本 健司

藤田

作業者名:

お客様:

Tsuchimoto Kenji

日時:

日時:

26 Jun 2024 13:04

26 Jun 2024 13:24

本作業に契約時間を超える作業が含まれる場合は作業員からの説明をご確認の上、ご署名をお願いいたします

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。

今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。

なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、

ご了承下さるようお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120-055-919

Company Information:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127

保守点検実施記録書

広島大学病院
令和6年9月2日

実施年月日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	藤岡 知加子

区分	購入	部門	放射線診断 CT	使用室名	CT室2		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無		有	
医療機器名	Revolution CT						
製造業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
販売業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
保守点検連絡先 及び担当者名	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
	広島市安佐南区西原6-4-23				082-875-7800		
型式・名称	Revolution CT		製造・番号		442785CN2		
	全身用 X 線CT診断装置						
定格	最大電圧と電流：：140kV/750mA						
	最大電圧と電流：：740mA/120kV						
使用開始年月日	平成27年12月7日				設置後経過年数	8 年	
直近の修理・ 点検状況	特記事項なし						
保守点検実施 年月日	令和6年9月2日 17時30分 から				点検修理種別		
	令和6年9月2日 21時30分 まで				定期点検		
保守点検実施者名	GEヘルスケア・ジャパン 柏原 康志 立会者 藤岡 知加子 合計 1人						
保守点検結果 及び概要	点検内容には問題なし。詳細は別紙参照						
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）	点検終了後、動作確認問題なし。						
安全管理担当者	藤岡 知加子			保守点検金額	0 円		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。



顧客情報

お客様: 国立大学法人広島大学病院 様
契約番号: MS2505-20211006-042-004

装置情報

システムID: REV015 Serial No.: --
製品名: REV 2.2A QUANTIX 160 IB UPG
Asset tag #: -- Room Location: --

ケース

ケース番号: 11835037 ケースタイプ: Planned Maintenance

Work Order Details

WO Owner: Kashiwara Yasushi WO Number: WO-13349275 WO Type: Field Service
Tube/Slice Count: 87985
現象: 定期点検作業
スケジュールC
作業内容: 定期点検を実施致しました。
詳細については、別紙定期点検整備記録をご参照ください。
動作確認: ファーストキャリブレーション及びファントム撮影にて、
システム動作が問題ない事を確認し作業完了と致しました。

作業

Owner	タイプ	開始日時	終了日時	時間
Kashiwara Yasushi	Planned Maintenance	2024 Sep 02 17:30	2024 Sep 02 21:30	04:00

パーツ

表示する項目がありません

作業担当者:

柏原

お客様サイン:

藤岡

作業者名:

Kashiwara Yasushi

日時:

02 Sep 2024 20:54

お客様:

日時:

02 Sep 2024 21:02

本作業に契約時間を超える作業が含まれる場合は作業員からの説明をご確認の上、ご署名をお願いいたします

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。

今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。

なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、

ご了承下さるようお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120-055-919

Company Information:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

認定保守代理店

日信電子サービス株式会社



保守点検実施記録書

広島大学病院
令和6年12月16日

実施年月日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	藤岡 知加子

区分	購入	部門	放射線診断 CT	使用室名	CT室2		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無		有	
医療機器名	Revolution CT						
製造業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
販売業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
保守点検連絡先 及び担当者名	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
	広島市安佐南区西原6-4-23				082-875-7800		
型式・名称	Revolution CT		製造・番号		442785CN2		
	全身用 X 線 CT 診断装置						
定格	最大電圧と電流：:140kV/750mA						
	最大電圧と電流：:740mA/120kV						
使用開始年月日	平成27年12月7日			設置後経過年数	9	年	
直近の修理・ 点検状況	特記事項なし						
保守点検実施 年月日	令和6年12月16日 17時0分 から				点検修理種別		
	令和6年12月16日 22時0分 まで				定期点検		
保守点検実施者名	GEヘルスケア・ジャパン 古川 立会者 藤岡 知加子 合計 1人						
保守点検結果 及び概要	点検内容には問題なし。詳細は別紙参照。						
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）	点検終了後、動作確認問題なし。						
安全管理担当者	藤岡 知加子			保守点検金額	0	円	

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。



顧客情報

お客様: 国立大学法人広島大学病院 様
契約番号: MS2505-20211006-042-004

装置情報

システムID: REV015 Serial No.: --
製品名: REV 2.2A QUANTIX 160 IB UPG
Asset tag #: -- Room Location: --

ケース

ケース番号: 12397700 ケースタイプ: Planned Maintenance

Work Order Details

WO Owner: Furukawa Shoichi WO Number: WO-13801907 WO Type: Field Service

Tube/Slice Count: 122772
現象: Revolution CT APEX (CT室2)
定期点検 スケジュールD

作業内容: 実施致しました。詳細につきましては、別紙の定期点検整備記録を御参照下さい。
・ガントリーベアリングのグリスアップ実施
・アンチウイルスソフトの定義ファイル更新実施
・システムキャビネット内のリコンコンピューター (igc2) の温度エラーを確認いたしました。後日準備の上、分解清掃を予定させていただきます。
・点検中の再起動時に、モニターが緑色に染まった状態のまま立ち上がってすることがありました。モニター電源入り切りにて復帰したため、後日モニターの交換を予定させていただきます。

動作確認: ファストキャリブレーション (GSI Refresh Air含む)、テストスキャンにて正常動作を確認し作業完了致しました。

作業

Owner	タイプ	開始日時	終了日時	時間
Furukawa Shoichi	Planned Maintenance	2024 Dec 16 17:00	2024 Dec 16 22:00	05:00

パーツ

RRN	Product ID	Product Description	Qty
385996652	5454817	Grease, Klueber ISOFLEX 3oz	1

作業担当者:

お客様サイン:

GEHC-J古川

藤岡

作業者名:

Furukawa Shoichi

日時:

16 Dec 2024 22:23

お客様:

日時:

16 Dec 2024 22:23

本作業に契約時間を超える作業が含まれる場合は作業員からの説明をご確認の上、ご署名をお願いいたします

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。

今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。

なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、

ご了承下さるようお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120-055-919

Company Information:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

〒102-8505 東京都千代田区千代田4-7-127



保守点検実施記録書

広島大学病院

実施年月日

令和7年3月19日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	藤岡 知加子

区分	購入	部門	放射線診断 CT	使用室名	CT室2		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無		有	
医療機器名	Revolution CT						
製造業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
販売業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
保守点検連絡先 及び担当者名	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
	広島市安佐南区西原6-4-23				082-875-7800		
型式・名称	Revolution CT		製造・番号		442785CN2		
	全身用 X 線 CT 診断装置						
定格	最大電圧と電流：:140kV/750mA						
	最大電圧と電流：:740mA/120kV						
使用開始年月日	平成27年12月7日				設置後経過年数	9 年	
直近の修理・ 点検状況	特記事項なし						
保守点検実施 年月日	令和7年3月19日 17時0分 から				点検修理種別		
	令和7年3月19日 22時0分 まで				定期点検		
保守点検実施者名	GEヘルスケア・ジャパン 柏原 立会者 藤岡 知加子 合計 1人						
保守点検結果 及び概要	定期点検						
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）	点検後動作確認 問題なし						
安全管理担当者	藤岡 知加子			保守点検金額	0 円		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。



顧客情報

お客様: 国立大学法人広島大学病院 様
契約番号: MS2505-20211006-042-004

装置情報

システムID: REV015 Serial No.: --
製品名: REV 2.2A QUANTIX 160 IB UPG
Asset tag #: -- Room Location: --

ケース

ケース番号: 13180494 ケースタイプ: Planned Maintenance

Work Order Details

WO Owner: Mega Takeshi WO Number: WO-14510831 WO Type: Field Service

Tube/Slice Count: --
現象: Revolution CT APEX (CT室2)
定期点検 スケジュールA

作業内容: 手順書に従い実施いたしました。詳細は別紙をご覧ください。
※アンチウィルスソフト定義ファイル更新

動作確認: 装置は点検で求められる性能を満たしました。

作業

Owner	タイプ	開始日時	終了日時	時間
Mega Takeshi	Planned Maintenance	2025 Mar 19 17:00	2025 Mar 19 22:00	05:00

パーツ

表示する項目がありません

作業担当者:

お客様サイン:

柏原

藤田

作業者名:

お客様:

Kashihara Yasushi

日時:

日時:

25 Mar 2025 18:02

25 Mar 2025 18:00

本作業に契約時間を超える作業が含まれる場合は作業員からの説明をご確認の上、ご署名をお願いいたします

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。

今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。

なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、

ご了承下さるようあわせてお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120-055-919

Company Information:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

認定保守代理店

日信電子サービス株式会社

